

GEBRAUCHSINFORMATION ZUM TRAGEN VON ORTHOPÄDISCHEN SCHUHEN



Sie haben einen Heilbehelf erhalten, der vom Orthopädienschuhmacher **ausschließlich für Ihre Füße** gefertigt wurde. Dieses Medizinprodukt entspricht sämtlichen Vorschriften des Medizinproduktegesetzes. Um einen erfolgreichen Therapieverlauf und die richtige Funktion des Produktes zu gewährleisten, ist die **Einhaltung der im Folgenden beschriebenen Maßnahmen unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie, dass auch Sie für die Haltbarkeit und Pflege Ihres Behelfs verantwortlich sind.**

- Schließen Sie den Schuh fest genug, so dass Ihr Fuß nicht nach vorne rutscht.
- Die Einlagen sind ein fixer Bestandteil des Schuhs und dürfen nicht herausgenommen werden.
- Die Schuhe sollten einmal pro Jahr zur Kontrolle (bei Erstanfertigung nach zwei Monaten) bzw. je nach Verschleiß zur Reparatur zum Orthopädienschuhmacher gebracht werden.
- Ab- bzw. schiefgetretene Schuhe können Probleme in Ihren Gelenken verursachen. Bitte bringen Sie die Schuhe in diesem Fall umgehend zu Ihrem Orthopädienschuhmacher.
- Reinigen und pflegen Sie die Schuhe regelmäßig - nur äußerlich! Geeignete Pflegeartikel sowie Tipps erhalten Sie vom Fachmann bei bständig.
- Die Verwendung von Schuhstreckern erhöht die Lebensdauer Ihrer Schuhe.
- Achtung: Fettcremen können ein Lösen der Einlagenbelederung zur Folge haben. Lassen Sie daher Ihre Einlagenbelederung aus hygienischen Gründen regelmäßig erneuern.



Wichtiger Hinweis für Diabetiker

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch den Innenraum des Schuhs auf lose Teile, Steinchen, etc. Diese können eine Schädigung Ihres Fußes verursachen. Achten Sie nach jedem Tragen auf Rötungen, Druckstellen und Blasen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls schnellstmöglich Ihren Orthopädienspezialisten.

Wir stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Maßschuh!



1170 Wien, Jörgerstraße 13, 2.OG
1220 Wien, Am langen Felde 6
Telefon 05 99 789 44
schuhtechnik@bstaendig.at



Nachhaltige Qualität Ihres neuen Maßschuhs

	Obermaterial Leder		Obermaterial Synthetik
	Futter und Decksohle Leder		Futter und Decksohle Synthetik
	Laufsohle Leder		Laufsohle Gummi

ÜBERNAHMEBESTÄTIGUNG

Ich habe heute nachfolgende/n Artikel erhalten und bin mit Passform und Ausführung zufrieden:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 Paar Orthopädische Maßschuhe | <input type="checkbox"/> 1 Paar Innenschuhe | <input type="checkbox"/> Schuhkennzeichnung |
| <input type="checkbox"/> 1 Paar Orthopädische Schuheinlagen | <input type="checkbox"/> 1 Paar Antivarus-Schuhe | <input type="checkbox"/> Gebrauchsanweisung |
| <input type="checkbox"/> Schuhzurichtung | <input type="checkbox"/> 1 Paar ICP-Schuhe | <input type="checkbox"/> _____ |

Name _____

Adresse _____

Datum, Unterschrift _____