

Pflegersysteme Gerüstet für den Notfall



Pflegersysteme

Für die schnelle Kommunikation zwischen Pflegebedürftigen und betreuenden Personen. Unser bestens geschultes Fachpersonal berät Sie gerne!

Notruftelefon Easywave

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon senden, das dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt.

- Drei programmierbare Notrufnummern
- Beleuchtetes Display
- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke und Ruftonlautstärke
- Inklusive spritzwasserfestem Arbandsender
- *Telefonanschluss erforderlich
- Erweiterbar mit Halsbandsender oder Trittmatte



Art. Nr. 70278

€ 209

KEINE
MONATLICHEN
FIXKOSTEN*

Armband-Set Easywave

Funk-Arbandsender und Steckdosen-Rufmelder als Alarmgeber. Eine pflegebedürftige Person kann per Knopfdruck einen Hilferuf an den Rufmelder senden. Der Alarm wird durch ein optisches und akustisches Signal angezeigt.

- Spritzwasserfester Arbandsender wird wie eine Uhr am Handgelenk getragen (auch beim Duschen)
- Große Drucktaste für einfache Bedienung
- Nickelfreies Armband



Art. Nr. 54821

€ 130

INKLUSIVE
STECKDOSEN-
RUFMELDER

Halsbandsender Easywave

Dieser Erweiterungs-Sender eignet sich ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Der Halsbandsender ist nur in Verbindung mit einem Easywave-Set (Notruftelefon, Armband-Set oder Alarm-Trittmatten-Set) einsetzbar.

- Große Drucktaste für einfache Bedienung
- Sicherheits-Halsband mit Sollbruchstelle
- Strahlwasserdicht: kann beim Duschen getragen werden
- Maße Ø 41 mm x 13 mm



Art. Nr. 70276

€ 49,90

Funkverstärker Easywave

Mit dem Funkverstärker Easywave lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

- 16 Sender können in den Funkverstärker eingelernt werden
- Nur in Verbindung mit einem Easywave Sender und Empfänger einsetzbar!



Art. Nr. 124174

€ 93,50

Steckdosen-Rufmelder

Mit dem Steckdosen-Rufmelder, enthalten im Lieferumfang des Armband-Sets und Alarm-Trittmatten-Sets, können Rufsignale empfangen und optisch sowie akustisch signalisiert werden.

- Ruftonlänge frei wählbar: 7 Sekunden bis 1 Minute
- Reichweite ca. 150 Meter abhängig von baulichen Gegebenheiten
- Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden: jeder individuell mit gewünschter Kombination aus Ruftonart, Ruftondauer und Blitzlicht
- Kann an jede Steckdose angeschlossen werden
- Von einem Sender können beliebig viele Steckdosen-Rufmelder angesteuert werden



Alarm-Trittmatten-Set



INKLUSIVE
STECKDOSEN-
RUFMELDER



Art. Nr. 124601

€ 870

Kabellose Sensormatte mit Bewegungserkennung und Steckdosen-Rufmelder. Diese Matte meldet z. B. nächtliches Aufstehen aus dem Bett (Sturzgefahr). Das Betreten der Matte löst ein optisches und akustisches Signal am Rufmelder aus.

- Die spezielle Oberfläche der Matte verhindert ein Wegrutschen beim Betreten
- Resistent gegen Körperflüssigkeiten und Reinigungsmittel
- Abgeflachte Kanten → Maße 110 x 70 x 0,9 cm

BETTEINLAGE
DIE NÄSSE
ERKENNT

Pflegeset TEXIBLE Wisbi®

Art. Nr. 41391


€ 479



INFORMATIONSVIDEO AM BSTÄNDIG YOUTUBE-KANAL

Set aus Funksender, Empfänger und Betteinlage. Alarmiert, sobald die Betteinlage feucht wird und ermöglicht einen raschen Textilwechsel.

- Optimaler Schutz vor Hautirritationen, die durch lange Liegezeit auf nasser Unterlage entstehen
- Schützt die Matratze durch wasserundurchlässige und atmungsaktive Membranen
- Funkreichweite bis 30 Meter im Gebäude, abhängig von baulichen Gegebenheiten
- Betteinlage waschbar bei 95 °C
- Maße Betteinlage: 64 x 100 cm
- Material Betteinlage:
Oberseite: 100 % Baumwolle
Unterseite: 67 % Baumwolle, 30 % Polyester,
3 % Polyurethan





Keine
monatlichen
Fixkosten*



MIT SOS-KNOPF
UND NOTFALL-
TASTE

Art. Nr. 44593

€ 179

Notfallhandy PushPhone OK

Das Notfallhandy für Kinder und Senioren.

Das PushPhone OK (Ortung und Kommunikation) ist ein eigenständiges Telefon, in das bis zu 6 Nummern per SMS-Konfiguration gespeichert werden können.

- Per Knopfdruck wird die Person Ihrer Wahl angerufen und ein GPS-Link Ihres Standortes versendet
- Telefonieren über Freisprechmodus
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Inklusive Umhängeband
- *Für den Betrieb wird eine Micro SIM-Karte, vom Anbieter Ihrer Wahl, benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sicherheit für Patienten, Entlastung für Pflegepersonal und Angehörige

Die notwendige Beaufsichtigung, vor allem von dementen und sturzgefährdeten Personen, erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Pflegerufsystem hilft dabei, diesen Aufwand beträchtlich zu verringern.

Spürbare Vorteile für den Pflegebedürftigen

- Im Notfall rechtzeitig gehört werden
- Sturz- und Verletzungsrisiko deutlich minimiert
- Eigenständigkeit bleibt erhalten

Rasche Hilfe
auf Knopfdruck
im Notfall.

Alarmiert schnell,
einfach und
zuverlässig.

Mehr Lebensqualität für Pflegende

- Sie verpassen keinen Hilferuf mehr und können entspannt Ihren Tätigkeiten nachgehen
- Weniger Stress und geringerer Zeitaufwand
- Kontrollgänge können reduziert werden
- Einfachste Installation und Bedienung
- Keine Verlegung von Leitungen, kein Schmutz, keine Renovierung notwendig
- Höchste Zuverlässigkeit

**Beratung durch bestens geschultes Fachpersonal.
Alle angebotenen Pflegerufsysteme werden vor-
programmiert ausgeliefert und sind sofort einsetzbar.**

Info-Tel. 05 99 789 00
office@bstaendig.at
bstaendig.at

